

INFINIDENT

SOLUTIONS



INDIVIDUAL NPM

Direkt verblendbare Implantataufbauten aus Kobalt-Chrom (CoCr)

WAK (20 – 600 °C)*

$14,6 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

VICKERS*

289 HV

INDIVIDUAL NPM



Best.-Nr. 001-4080DE

INDIKATIONEN

Einteilige, individuelle Abutmentlösungen und direkt auf Implantaten verschraubte Brücken.

VORTEILE

- + Hohe Anschlussgenauigkeit durch optimierte Frässtrategien
- + Perfekte Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit
- + Ermöglicht Indikationsbereiche mit hoher Kaubelastung
- + Weiterverarbeitung wie gegossene Gerüste

HINWEISE

Der WAK-Wert von INDIVIDUAL NPM ist ideal auf die Verblendkeramiken vieler Hersteller abgestimmt.

Die Verblendung kann mit Ihren gewohnten Keramikmassen für Nichtelegmetall-Legierungen erfolgen. Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers.

ZUSAMMENSETZUNG*

Co	~ 61,0 %
Cr	~ 27,5 %
W	~ 8,5 %
Si	~ 1,6 %
Andere	<1,0 %

* Typische Werkstoff-Eigenschaften.
Es gelten die veröffentlichten Angaben des jeweiligen Materialherstellers.