

INFINIDENT

SOLUTIONS



INDIVIDUAL SP

Aufbissschienen aus thermoplastischem Acrylpolymer

WASSERAUFNAHME*

0,02 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$

BIEGEFESTIGKEIT*

92 MPa

INDIVIDUAL SP



Best.-Nr. 001-6688DE

INDIKATIONEN

Herstellung von Aufbiss- und therapeutischen Schienen für eine dauerhafte Verwendung im Mund von bis zu 12 Monaten.

VORTEILE

- + Biokompatibles, medizinisches Thermoplast – kein Chemoplast
- + Sehr hohe Biegefestigkeit
- + Plaqueresistent durch dichtes Gefüge
- + Hervorragende Poliereigenschaften

HINWEISE

Bereitstellung als offenes STL-File aus einer Konstruktionssoftware (z. B. 3Shape, exocad o. ä.) oder aus inLab SW als sp-Datei.

ZUSAMMENSETZUNG*

PMMA (Polymethylmethacrylat)	100,0 %
Restmonomergehalt	< 0,7 %

* Typische Werkstoff-Eigenschaften.
Es gelten die veröffentlichten Angaben des jeweiligen Materialherstellers.