

# INFINIDENT

SOLUTIONS



## Lab Model Q/FA

Hochwertige Arbeitsmodelle mit herausnehmbaren Zahnstümpfen



## INDIKATIONEN

Als Grundlage für Kronen- und Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich mit bis zu 16 Gliedern.

## VORTEILE

- + Robuster als Gipsmodelle
- + Stumpfform verändert sich auch nicht bei häufigem Auf- und Abnehmen der Restauration
- + Einzeln herausnehmbare, präparierte Stümpfe\*

## HINWEISE

Mit Lab Model Q/FA können physische Arbeitsmodelle aus Acrylat-Kunststoff auf Grundlage digitaler Abformdaten (als STL-Datei aus Ihrer Modellsoftware) hergestellt werden.

Hierbei haben Sie die Wahl zwischen einem Quadrantenmodell (Q) oder einem Ganzkiefermodell (FA) mit bis zu 16 Zähnen pro Kiefer. Die Stümpfe werden unterhalb der Präparationsgrenze aus dem Modell segmentiert und können von der Modellbasis herausgedrückt werden.

Beide Modelltypen bestehen jeweils aus dem Oberkiefer- und Unterkiefermodell.

Hinweis: Aus konstruktionstechnischen Gründen sind keine herausnehmbaren Stümpfe für Veneers oder Inlays möglich.